


データ取得・メディア書込み・レーベル印刷まで自動化が可能  
医療情報提供を安全にサポート



## 作業効率と安全性

画像ビューワから書込指示操作をするだけで、メディアへのデータ書き込み・レーベル印刷が完了します。作業の拘束時間および負担を大幅に削減することができ、ディスクの取り違いによる医療事故を防止し、安全確実に他院等への画像提供が可能となります。

また、データ出力権限設定で利用者を限定し、データ流失事故等を防止できます。



## 特徴

- ・ 書込みデータ容量により、自動でCD/DVDを選択（CD複数枚自動分割も可能）
- ・ 閲覧用DICOMビューワを含めて作成可能（Mac対応HTMLビューワ付加機能）
- ・ オリジナルレーベル作成可能
- ・ レーベルにバーコード印刷可能
- ・ 患者氏名の匿名化・暗号化機能
- ・ 書込み可能なCD/DVDを合計100枚又は50枚をストックし、複数枚印刷に対応
- ・ ネットワーク型とスタンドアロン型をラインアップ
- ・ 高速・高耐久を実現したレーベル印刷専用プリンタを採用

お問い合わせ先

株式会社 プリズム・メディカル  
札幌本社

〒060-0004

北海道札幌市中央区北4条西16丁目1番地 テルウェル札幌 第2ビル2階

TEL : 011-676-9192 FAX : 011-676-9193

東京営業所

〒104-0053

東京都中央区晴海3丁目13番1号

TEL : 050-5243-2407

Mail : [info@prismed.jp](mailto:info@prismed.jp)

URL: <http://prismed.jp/>



※ 本内容は2021年10月現在のものであり、記載されている内容・仕様は予告なく変更する場合がございます。