

PRISM MEDICAL

PrismCapture

DICOM ゲートウェイ機器

製品紹介



株式会社プリズム・メディカル



医療をサポート
プリズム・メディカル

他の追従を許さないコンパクト設計 動画も対応できる高機能コンバーター



嚥下造影や内視鏡動画も
DICOM 送信可能！



コンパクト設計

高性能タブレット型 PC を採用し、従来の DICOM コンバータと比べ飛躍的にコンパクト化。内視鏡装置や超音波装置等の架台設置に適しています。



高機能

MWM 取得機能を標準装備し、動画に対応しています。
各社内視鏡装置のリリース連動に対応しハンドスイッチおよびフットスイッチにも対応しています。
内視鏡装置や超音波装置の他、映像信号を出力が可能な機器に対応。
送信部分においては DICOM 規格に則っており、他社との接続実績を多数有しています。



導入実績

内視鏡装置	<ul style="list-style-type: none">・ オリンパス株式会社・ 富士フイルムメディカル株式会社・ カールストルツ・エンドスコープ・ジャパン株式会社・ スミス・アンド・ネフュー株式会社・ 日本ストライカー株式会社 他
超音波装置	<ul style="list-style-type: none">・ キヤノンメディカルシステムズ株式会社・ GE ヘルスケア・ジャパン 他
外科用 X 線装置 透視撮影装置	<ul style="list-style-type: none">・ キヤノンメディカルシステムズ株式会社

本体	FZ-G1W3050VJ	
ディスプレイ	10.1型タブレット型PC	
対応端子	コンポジット、Sビデオ、DVI-D、HDMI、HD-SDI等	
電源	ACアダプタ AC 100V	
表示方式	内部LCD	最大約1677万色(1920 × 1200 ドット)
	外部出力	約1677万色(最大 1920 × 1200) ※HDMI使用時
外形	筐体	270mm x 188mm x 19mm
LAN	有線	1000BASE-T / 100BASE-T / 10BASE-T
	無線	IEEE802.11ac

お問い合わせ先

株式会社 プリズム・メディカル

TEL : 011-676-9192 080-2871-7372

FAX : 011-676-9193

Mail : info@prismed.jp

URL : <http://prismed.jp/>

札幌本社

〒060-0004

北海道札幌市中央区北 4 条西 16 丁目 1 番地 テルウェル札幌第 2 ビル 2 階

東京営業所

〒104-0053

東京都中央区晴海 3 丁目 13 番 1 号 ドウ・ツール EAST 棟 47 階

